

# Zen II

PLUS

取扱説明書  
INSTRUCTION MANUAL  
使用说明书



※ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。

ARTISTIC & Co.

# 目次

取扱説明書に関するご注意 .....	P4
正しく安全にご使用いただくために .....	P4～5
使用前のご注意 .....	P6
使用中のご注意 .....	P7
保守・点検のご注意 .....	P8
各部の名称 .....	P9～10
本体操作方法 .....	P11～13
専用美容液・ジェル塗布方法 .....	P14
トリートメント前のご準備 .....	P14
トリートメント手順 .....	P15～18
専用美容液 .....	P19～21
製品仕様 .....	P22




# 取扱説明書に関するご注意

- ◆この度は弊社商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
取扱説明書は本機器を安全にお使いいただくために必要です。本機器を人に貸したり、贈呈したりする時には必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。
- ◆この取扱説明書には保証書がついています。  
「ご購入日・ご購入店舗名」などの記入を必ず確かめ、大切に保管してください。




## 正しく安全にご使用いただくために

ご使用の前に必ず本紙をお読みになり、正しくご使用ください。

お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下のような絵表示をしています。警告サインの表示と意味は次のようになっています。

	<b>危険</b>	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
	<b>警告</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	<b>注意</b>	「軽傷を負うことや、財産の損害※が発生するおそれがある内容」です。 ※家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

### ■図記号

	してはいけない「禁止」を示しています。 ※図の中や近傍に具体的な内容が書かれています。
	しなければならないことを示しています。
	注意しなければならないことを示しています。

# 正しく安全にご使用いただくために

## ⚠ 警告

### 事故や体調不良などを防ぐために

◆ 次のような医用電子機器を装着している人は、本機器を使用しないでください。  
医用電子機器の誤作動は、事故や体調不良の原因となります。



禁止

- ・ペースメーカーなどの体内植込型医用電子機器
- ・人工心肺などの生命維持用電子機器
- ・心電計や点滴器などの装着型の医用電子機器

#### ● 以下の人は使用しないでください

- 心臓疾患・血圧異常時・悪性腫瘍
- 発熱を伴う疾患・感染症疾病・急性疾患
- 菌の治療中
- エイズなどの免疫性疾患による免疫力の低下、または免疫抑制剤を使用している人
- 血友病疾患・出血性疾患・糖尿病・顔面神経痛
- 知覚・痛覚異常のある人
- ケロイド体質・顔面黒皮症・光過敏症・色素異常
- ステロイドホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- アレルギー体質・アトピー性皮膚炎・皮膚病・敏感肌または肌の弱い人
- てんかんの既往のある人・光の点滅で気分が悪くなる人
- 交通事故などによる頭部及び眼科的後遺症のある人
- 目の手術を行った人（レーシックの場合、医師にご相談の上、ご使用ください）
- 妊娠中・生理中・授乳中
- 幼児・自分で意思表示のできない人
- 酒気帯び・二日酔いの人
- 眠気を誘う薬を服用中の人
- 疲労の激しい人・体調のすぐれない人
- 化学繊維でシミ・かぶれ等の肌トラブルのあった人
- 化粧品による皮膚炎を起こしている人・起こした人
- エステ等でケミカルピーリングをした直後の人
- 美容機器の使用後に肌トラブルのあった人



禁止

#### ● 以下の部位には使用しないでください

- 指定された部位以外
- 心臓周辺・眼球及び上まぶた・唇や口の中など粘膜の部位
- 病的なシミ・ホクロ・ウイルス性のイボのある部位
- 過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている部位
- 傷口・湿疹・乾癬・ヘルペス・化膿したニキビ・吹き出物のある部位
- 痒みや火照り、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
- 手術した部位・陰部・肛門・のどほとけ周辺・耳
- 脱毛や剃毛処理をした直後の部位











禁止

※ 通院中の方は医師にご相談の上、ご使用ください。





# 使用前のご注意

## ⚠ 警告

 <p>禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●他の美容器とは同時に使用しないでください。</li> <li>●美容目的以外の使用や、破損・故障した状態で使用しないでください。本品は美容専門のトリートメント機器です。治療目的など、用途外に使用しないでください。</li> <li>●LED光を覗いたり、直視をしないでください。</li> <li>●同じ部位への連続使用はしないでください。 肌を傷つけたり、感染・炎症・出血・色素沈着などのトラブルや症状悪化の恐れがあります。</li> <li>●ペットには使用しないでください。</li> </ul>
 <p>水場使用禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●浴室や湿気の多い場所で使用・保管しないでください。水のかかりやすい場所(洗面台の上など)に置かないでください。</li> </ul>
 <p>水濡れ禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水に浸けたり、かけたり、こぼしたりしないでください。 (感電・火災・故障の原因)</li> </ul>
 <p>濡れ手禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●濡れた手で触らないでください。 (感電・けがの原因)</li> </ul>
 <p>禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●引火性のものの近くで使用しないでください。 ※シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど</li> <li>●専用アダプター以外で使用しないでください。 専用アダプターを他の機器に接続しないでください。 (火災・感電・故障の原因)</li> </ul>
 <p>プラグを抜く</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●アダプターを抜き差しする時は、必ず先端のプラグを持って抜き差ししてください。コードを持って抜き差ししないでください。</li> <li>●アダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるい時は使用しないでください。</li> </ul>
 <p>禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●アダプターコードを傷めないでください。 ※傷つける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重い物を載せる・挟み込むなど (火災・感電・故障の原因)</li> <li>●たこ足配線をしないでください。 (発熱・火災の原因)</li> </ul>
 <p>必ず守る</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●必ず家庭用コンセントで使用してください。</li> <li>●アダプターやプラグは、根元まで確実に差し込んでください。</li> </ul>

# 使用中のご注意

## ⚠ 警告

 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"><li>● 次の場合は、使用を中止し、電源を切り、アダプターをコンセントから抜いてください。<ul style="list-style-type: none"><li>・地震・雷</li><li>・本体やアダプター・コードからの発煙・異常発熱・異臭・変形</li></ul></li></ul>
 禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>● 使用中、本機器が熱を帯びることがありますが、安全性に問題はありません。</li><li>● 本機器を金属や電化製品に接触させないでください。 ※携帯電話・テレビなど</li></ul>
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>● 分解・改造・修理をしないでください。修理はご購入店舗にご相談ください。</li></ul>
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"><li>● 使用の際は、必ず貴金属類や眼鏡・コンタクトレンズを外してください。 ※貴金属類：ピアス・ネックレス・時計など</li><li>● 初めて使用する時や慣れるまでは、必ずレベル1から使用してください。</li><li>● ヘッドは押し付けず肌にあて、同一箇所へ3秒以上固定したままにしないでください。肌トラブルの原因になります。</li><li>● 目のまわりのトリートメントの際は目を閉じてご使用ください。</li><li>● 使用中に肌や身体に痛み、異常を感じたら直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。</li></ul>






## ⚠ 注意

### 本体使用上のご注意 以下の項目をよく読んでご使用ください

1	<p>特別なトリートメントは1部位＝週1回行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 1週～2週目は週に2回お手入れしてください。その後の3週目からは肌の調子に合わせて週に1回程度お手入れしてください。</li><li>● 過度なお手入れはかえって肌によくありません。</li></ul> <p>毎日のトリートメントは1部位＝毎日または2日に1回行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 肌の調子に合わせてご使用ください。</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>● フェイシャルトリートメントは、クレンジングや洗顔を行い、化粧や皮脂等の汚れを落としたうえで、専用美容液・ジェルを塗布してからご使用ください。</li></ul>
3	<p>肌の状態は、体調によっても異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 肌の様子を見ながら使用し、発疹・発赤・かゆみなど肌に何らかの異常が生じた場合は、使用を中止し、専門医にご相談ください。</li></ul>

# 保守・点検のご注意

## ⚠ 警告

 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本体を掃除するときはアダプターを本体とコンセントから抜いてください。(火災・故障の原因)</li> </ul>
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アダプターやプラグにピンやほこりを付着させないでください。(火災・感電・故障の原因)</li> <li>● 落としたり、ぶつけたりしないでください。</li> <li>● 収納時にコードをアダプターに巻きつけないでください。</li> </ul>
 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用しないときは必ず電源を切り、アダプターをコンセントから抜いてください。(火災・故障の原因)</li> </ul>
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● お子様の手の届く場所に保管したり、使用させないでください。</li> <li>● 次のような場所に保管しないでください。               <ul style="list-style-type: none"> <li>・直射日光があたる場所・湿気が多い場所・粉塵が多い場所</li> <li>・高温または氷点下になる場所・炎天下の自動車内など</li> <li>・引火の危険がある場所・風雨にさらされる場所</li> <li>・化学薬品やガスが発生する場所・振動が激しい場所</li> <li>・暖房器具や熱が発生する器具の近く・磁石の近く</li> </ul> </li> </ul>
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● お掃除の仕方               <ul style="list-style-type: none"> <li>・水分を含ませ、固く絞ったやわらかい布で拭き取ってください。</li> <li>・硬い布で拭くと傷ついたり、機能が低下する原因となります。</li> </ul> </li> <li>※ アルカリ剤・アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤や除光液・磨き粉・熱湯・薬品類は使用しないでください。</li> <li>※ 美容液やジェルが付着した状態で放置しないでください。</li> </ul>

## 点検をしましょう

- 半年以上使用しなかった本機器を再度使用する際は、使用前に必ず異常がないかを点検してからご使用ください。(LEDの点灯状態・亀裂の有無等) 故障したままでご使用になりますと事故の原因となります。



# 各部の名称

## 製品構成



## 付属品

・ACアダプター    ・スタンド    ・ギャランティーカード

# 各部の名称



## 3D Movable Head 搭載


全方位に自在に動く、特殊なヘッド機構を採用。  
顔のカーブに沿って隙間なく密着します。  
トリートメント時のストレスフリーを実現しました。



## 24KEp素子採用

肌との親和性が最も高いとされている、24金  
で表面加工を施しました。

※とても柔らかい金属であるため、傷がつき  
やすくなっております。お取り扱いの際には  
十分にご注意ください。細かい擦り傷程度  
であれば、品質には問題ございませんの  
で安心してご使用ください。



## NFCタグ搭載モデル

NFC対応機器を本機器にかざすことにより、  
製品個々にシリアルNoをご確認頂けます。

※左図参照





対応機種	iOS:iPhone XS/XR以降 Android:全般
------	----------------------------------

※iPhone 5S/5C～iPhone Xは対応アプリが  
必要です。

(Apple Store内にて「NFC読取」を検索してください)

※NFC未対応機種ではご使用頂けません。

# 本体操作方法


1	<p>ACアダプターを本体・コンセントに差し込みます。</p> <p>◆起動音と共に各ランプが点灯します。 ※本機器を初めてご使用される際は、素子部分に貼られている保護シール(透明シール)を剥がしてください。</p>	
2	<p>モードを選択してください。</p> <p>◆RFモード・M/Uモード・EMSモードの3種類から選択できます。 ※&lt;RF&gt;ボタン:RFモード ※&lt;M/U&gt;ボタン:M/Uモード ※&lt;EMS&gt;ボタン:EMSモード ◆選択したモードによって、サイドランプの色が変化します。 ※モードを切り替える際は、使用中のモードのボタンを押しOFFにしてから再度設定してください。</p>	
3	<p>レベルを選択してください。</p> <p>◆選択したモードのボタンを押すことによりレベルを選択できます。 ※初めてご使用される際はレベル1から開始し、気持ち良いと感じるレベルでトリートメントを行ってください。 ※レベルを下げる際は、使用中のモードのボタンを押しOFFにしてから再度設定してください。 ※詳しくはP10をご覧ください。</p>	
4	<p>LEDを選択してください。</p> <p>◆RFモード・M/Uモード・EMSモードのいずれかを使用した状態で、&lt;LED&gt;ボタンを押すことにより、5種類のLEDモードが選択できます。 ※詳しくはP11をご覧ください。</p>	

# 本体操作方法

## 各部の名称



## レベルランプの説明



## 機能の説明

ボタン	モード	機能
RF	RFモード	内側からじんわりと温め、ハリのある肌へと導きます。
M/U	M/Uモード (MFIP/ウルトラパルス)	MFIPとウルトラパルスが交互に出力されます。 MFIP(中周波断続パルス)…ウルトラパルスが断続的に出力されます。 ウルトラパルス…インサートパルス/EMS/中・高周波が同時に出力されます。
EMS	EMSモード	筋肉を動かすことに特化したパルスが出力されます。

## 機械音の説明

使用中に<ピッ>と音が鳴ります。	ONにすると約10秒に1回鳴ります。
	停止する約5秒前より1秒に1回鳴ります。 (トリートメント開始から10分後に自動的に停止します。)

# 本体操作方法

## LEDの説明

※点灯中、光源を覗いたり直視をしないでください。

※目の周りのトリートメントの際は目を閉じてご使用ください。

※LEDモードをOFFにした状態でトリートメントを行うことも可能です。

### 1回目 全灯LED



赤・緑・青の3種類のLEDを使用。  
複数のお悩みをお持ちの方に。

### 2回目 青色LED 415nm(±10nm)



健やかな肌へと導きます。

### 3回目 緑色LED 530nm(±10nm)



透明感のある印象的な肌へと導きます。

### 4回目 赤色LED 620nm(±10nm)




ツヤのある弾力肌へと導きます。

### 5回目 点滅LED



トリートメントの最後の仕上げで使用します。

# 専用美容液・ジェル塗布方法



全顔のトリートメントをする際は、一度に美容液を塗布するのではなく左のイラストを参考に4つのエリアに分けて塗布し、トリートメントを行ってください。

## トリートメント前のご準備

- ①ネックレス、指輪などのアクセサリーや、身につけているすべての貴金属類をはずしてください。
- ②通常のクレンジングや洗顔により、化粧や皮脂などの汚れを落としうえて、トリートメントを行ってください。
- ③ご使用のモードに合わせて、トリートメント部位に美容液やジェルを塗布します。

専用美容液	専用ジェル
 <p>PE GOLDEN BEAUTY THE SERUM</p> <p>使用モード</p> <p>M/Uモード</p>	 <p>PE GOLDEN BEAUTY THE MASSAGE GEL</p> <p>使用モード</p> <p>RFモード EMSモード</p>

# トリートメント手順




## 特別な週1回のトリートメント

◆RFモード:10分+M/Uモード:10分=合計20分

- ①トリートメント部位にジェルを塗布し、RFモードでトリートメントを行ってください。
- ②トリートメント部位に美容液を塗布し、M/Uモードでトリートメントを行ってください。

※同一箇所へ3秒以上固定したままにしないでください。肌トラブルの原因になります。

※どちらかのモードのみの10分間のトリートメントも使用可能です。

<div>1</div> 	<p>顎下からフェイスラインを通り、耳後ろまで動かします。その後耳下腺を通り、肩まで動かします。</p>
<div>2</div> 	<p>顎先からフェイスラインを通り、こめかみまで動かします。次に小鼻から頬を通り、こめかみまで動かします。最後に目頭から目元を通り、こめかみまで動かします。</p>
<div>3</div> 	<p>眉毛から髪の生え際まで引き上げるように下から上に動かします。</p>

★**1**～**3**の手順はそれぞれ2～3回ずつ行ってください。

★ゆっくりと常に動かし、同じ部分で停止しないでください。

★美容液やジェルが乾いてしまったら付け足してください。

# トリートメント手順

## 毎日のトリートメント

### ◆EMSモード=10分

①トリートメント部位にジェルを塗布し、トリートメントを行ってください。

※トリートメントの途中で乾きを感じたらジェルを付け足してください。


塗布量が少なすぎると肌に刺激を感じたり、トリートメントの効果が発揮されない場合があります。

※トリートメントを行う部分へ9つの素子をすべて肌に密着させてください。

※過度なトリートメントは肌の負担となります。1日に何度も使用しないでください。

※使用中、ヘッドの表面に汚れなどが付着してざらつく場合には、やわらかい布やティッシュなどでヘッドの表面を拭き取ってください。

※体調が悪い場合には、使用しないでください。



★①～⑤の手順はそれぞれ2～3回ずつ行ってください。

★イラストのように約3秒ずつ順番に肌に機械をあててください。

※イラストのトリートメント手順は目安となります。

★ジェルが乾いてしまったら付け足してください。



**警告**

粘膜や上まぶた、眼球や耳のまわり、のどほけ  
周辺には使用しないでください。



# トリートメント手順

## ボディトリートメント


※入浴後等の清潔な状態で行ってください。

※トリートメント部位に美容液やジェルを塗布してください。

### 二の腕

■特別なトリートメント:片腕20分

■毎日のトリートメント:片腕10分




① 腕の付け根をクルクルと動かし2～3周します。

② 肘の上から二の腕を通り、直線で腕の付け根あたりまで移動します。

### ウエスト

■特別なトリートメント:20分

■毎日のトリートメント:10分



① おへその周りをクルクルと動かしながら1周します。


② ウエストの横からクルクルと動かしながらくびれを作るようなイメージでソケイリンパまで移動します。

③ 上から下へ流すようなイメージで直線で移動します。

### ヒップ

■特別なトリートメント:20分

■毎日のトリートメント:10分



① ヒップラインと太ももの境目からクルクルと動かしながら、腰の下あたりまで移動します。

② ヒップラインと太ももの境目をギザギザと動かしながら移動します。


③ ヒップラインと太ももの境目から直線で腰の下あたりまで移動します。

# トリートメント手順

## 足(表・裏)

■特別なトリートメント:片足20分

■毎日のトリートメント:片足10分



1 膝上から太ももの付け根(ヒップライン)までクルクルと動かしながら下から上に移動します。

2 膝上から太ももの付け根(ヒップライン)までクルクルと左右に動かしながら下から上に移動します。


3 膝上から太ももの付け根(ヒップライン)まで直線で下から上に移動します。

※表と裏は同じような動かし方で行ってください。

## ふくらはぎ

■特別なトリートメント:片足20分

■毎日のトリートメント:片足10分



1 足首あたりから膝裏までクルクルと動かしながら下から上に移動します。

2 足首あたりから膝裏までクルクルと左右に動かしながら下から上に移動します。

3 足首あたりから膝裏まで直線で下から上に移動します。

## トリートメント後

①トリートメント後、肌に残った美容液は優しくなじませ、マッサージジェルはベタつきが気になる場合は拭き取ってください。

②トリートメントが終了したら、本体を水分を含ませたやわらかい布やティッシュなどで汚れを拭き取り、その後乾いたティッシュで水分を拭き取ってください。

## PE GOLDEN BEAUTY THE SERUM

### “アリーヴォシリーズ”フェイシャル専用美容液



“ウルトラパルス”“MFIP”との相性を追求した専用美容液。  
ピンと上向きなハリ肌へと導く。

肌を美しく健やかに保つのに欠かせないうるおいとハリにアプローチ。  
年齢肌のコンディションを整えます。

さらに、保湿成分を贅沢に配合する事により、専用美容機器

＊アリーヴォシリーズとの相性の良い、まろやかなとろみを叶えました。

M/Uモードでご使用ください。

PE ゴールデンビューティー ザ セラム 40mL 15,400円(税込)  
120mL 39,600円(税込)

## PE GOLDEN BEAUTY THE BODY



### “アリーヴォシリーズ”ボディ専用美容液

オリジナルブレンドの肌引き締め美容成分を配合。

さらに、厳選されたハーブエキスの香りで心地良いトリートメント時間をお楽しみいただけます。

伸びが良く肌にスツとなじむテクスチャーにもこだわったマッサージジェル。

RF モードもしくは M/Uモードもしくは EMS モードでご使用ください。

PE ゴールデンビューティー ザ ボディ 200g 16,500円(税込)

## PE GOLDEN BEAUTY THE MASSAGE GEL



### “アリーヴォシリーズ”マッサージジェル

潤いヴェールが肌を密封。明るさと透明感を引き出す。

美容液成分を贅沢に配合した水溶性マッサージジェル。  
使い続けるごとに透明感のあるやわらかな肌へと導きます。  
トリートメントを行いやすいように、適度な硬さと伸びの良さにこだわった  
オリジナル処方。

※マッサージ後にベタつきが気になる方は拭き取ることをおすすめいたします。

RF モードもしくは EMS モードでご使用ください。

PE ゴールデンビューティー ザ マッサージジェル 200g 5,500円(税込)  
500g 11,000円(税込)

## PE THE DAY



### “アリーヴォシリーズ”専用美容液

日々、輝く素肌のために・・・洗練された“THE DAY”の一滴。

幅広い年齢層、様々な肌質の方へ。  
肌を優しく包み込むような潤いヴェールをかけ、肌を保護します。

MUモードでご使用ください。

PE ザ デイ 30mL 7,700円(税込)

## *DearMiss* DWS (DEEP WRINKLE SOLUTION)



赤色LED専用集中美容液「DWS」  
ツヤのある弾力肌へと導きます。

ディアーミス DWS 30mL 16,500円(税込)

## *DearMiss* SWS (SHINING WHITE SOLUTION)



緑色LED専用集中美容液「SWS」  
透明感のある印象的な肌へと導きます。

ディアーミス SWS 30mL 13,200円(税込)

## *DearMiss* PCS (PROBLEM CONTROL SOLUTION)



青色LED専用集中美容液「PCS」  
健やかな肌へと導きます。

ディアーミス PCS 30mL 13,200円(税込)

# 製品仕様

## 仕様

製品名	Dr.Arrivo Zeus II PLUS (ドクターアリーヴォ ゼウス ツー プラス)
電源定格	入力AC 100~240V 50/60Hz 出力DC 12V・1.5A
消費電力	最大17W
出力周波数	90kHz/200kHz/100Hz
LED波長	青415nm(±10nm)/緑530nm(±10nm)/赤620nm(±10nm)
外形	最大189mm×55mm×58mm
重量	約151g
タイマー	10分

# TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION .....	P24
SAFETY PRECAUTIONS .....	P24~25
PRECAUTIONS BEFORE USE .....	P26
PRECAUTIONS IN USE .....	P27
PRECAUTIONS OF MAINTENANCE AND INSPECTION .....	P28
NAMES OF COMPONENTS .....	P29~31
HOW TO USE .....	P32~34
HOW TO APPLY BEAUTY ESSENCE AND GEL .....	P34
PREPARATION BEFORE TREATMENT .....	P34
TREATMENT PROCEDURE .....	P35~38
Dr.Arrivo Zeus IV DEDICATED BEAUTY ESSENCE .....	P39~41
PRODUCT SPECIFICATIONS .....	P42




# INTRODUCTION

- ◆ Thank you for purchasing ARTISTIC&CO. product.  
In order to use the device properly and safely, it's necessary to read this user manual carefully and follow all safety precautions. Please include this user manual if you are borrowing or giving to another person.
- ◆ This instruction manual contains the warranty card.  
Confirm "Date of purchase" and "Purchase shop", etc. are entered on the warranty and store it carefully.




## SAFETY PRECAUTIONS

Be sure to read this user manual carefully before using, always observe the following safety precautions.

To reduce the risk of injury, loss of life, and damage to any property, the followings symbols are used to classify and describe the type of instructions to be observed. The marks and meanings of symbols are shown as below.

	<b>DANGER</b>	Failure to observe DANGER signs will result in hazard to personnel is high likely to result in serious injury or death.
	<b>WARNING</b>	Failure to observe WARNING signs could result in hazard to personnel possibly resulting in serious injury or death.
	<b>CAUTION</b>	Failure to observe CAUTION signs could result in injury to personnel and damage to the device and property. ※ Property damage includes damage to house, household belongings, domestic animals and pets.

### ■ MEANINGS OF SYMBOLS

	This symbol indicates prohibition. ※ inside or near it is indicated a special instruction.
	This symbol indicates requirement that must be followed.
	This symbol indicates caution.



# SAFETY PRECAUTIONS

## WARNING

### To avoid accidents and physically ill.

- ◆ Do not use this device with any of the following medical electrical equipment. Malfunctions of the medical electrical equipment may cause accidents or illness.



Prohibition

- Implantable medical electrical equipment such as pacemaker.
- Implantable medical electrical equipment such as artificial heart-lung device
- Wearable medical electrical equipment such as electrocardiograph or dropper.



Prohibition

- The following persons should not use the device.
  - Person who has heart disease, abnormal blood pressure or malignant tumors.
  - Person who has disease with a fever, infectious diseases or acute diseases.
  - Person who is undergoing dental treatment.
  - Person who has weak immune systems or uses immunosuppressants due to immunity disorders like AIDS etc.
  - Person who has hemophilia, bleeding disorders, diabetes or facial neuralgia.
  - Person who has paresthesia or dysalgia.
  - Person who has keloid diathesis, facial melanosis, photosensitivity or pigmentation disorders.
  - Person who has capillary dilatation due to long-term steroidal hormone treatments or liver dysfunction.
  - Person who has allergies, atopic dermatitis, skin diseases, sensitive skin or weak skin.
  - Person who has medical history of epilepsy or gets sick due to flashing lights.
  - Person who has sequela of head or ophthalmologic sequela due to traffic accidents etc.
  - Person who had eye operations (in the case of LASIK, consult with the doctor before using).
  - Person who is pregnant, on period or breast-feeding
  - Children or persons who can not express themselves.
  - Person who is in a drunken or hangover state.
  - Person who is taking sleeping medicine.
  - Person who is under state of extreme fatigue or physical discomfort.
  - Person who had skin problems such as spots or rashed due to artificial fibers.
  - Person who has or had skin inflammation before due to cosmetics.
  - Person who recently had chemical peeling treatment at salons etc.
  - Person who had skin problems after using beauty device before.











Prohibition

- Do not use the device on the following areas.
  - Except specified parts.
  - Around heart, eyeballs, upper eyelids, lips and musous parts such as inside the mouth.
  - Pathological spots, moles or viral warts.
  - Areas where skin is irritated or inflamed due to excessive sunburn.
  - Areas where skin suffers from Cuts, eczema, psoriasis, herpes, puerlent acnes or pimples.
  - Areas where skin suffers from pathological spots due to itching, flushing, physical stimulus etc.
  - Cuts where surgery was performed, parts, anus, areas around adam's apple or ears.
  - Any areas where has performed hair removal or shaving recently.

※ If you are seeing a doctor, consult with the doctor before use.





# PRECAUTIONS BEFORE USE

## ⚠ WARNING

 <p>Prohibition</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Do not use this device with other beauty device at same time.</li> <li>● Do not use this device for any purpose other than beauty and under conditions of malfunction or damage. This device is a equipment specialized for use in beauty. Do not use for therapeutic or any other purposes.</li> <li>● Do not stare or look directly at the LED light.</li> <li>● Do not use the device continuously on the same areas. Failure to comply may cause or aggravate skin damage, infection, inflammation, bleeding, or pigmentation.</li> <li>● Do not use on pets.</li> </ul>
 <p>Prohibition of use in a wet area</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Do not use or store the device in the bathroom or anywhere with high humidity. Do not leave the device where is easily splashed. (such as bathtub, washbashi.)</li> </ul>
 <p>Prohibition of getting wet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Do not immerse the device in water or pour or splash water on it. (Failure to comply may cause electric shock fire or malfunction.)</li> </ul>
 <p>Prohibition of wet hands</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Do not touch the device with wet hands. (Failure to comply may cause electric shock or injury.)</li> </ul>
 <p>Prohibition</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Do not use the device near a flammable substances such as thinner, benzene, polish remover or spray.</li> <li>● Do not use with anything other than the dedicated adapter. Do not connect the dedicated adapter to other equipments.</li> </ul>
 <p>Unplug</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Be sure to hold the front of the plug when plugging in or out the adapter. Do not grab the cord to plug in or out the adapter.</li> <li>● Do not use the adapter when it is damaged or loose.</li> </ul>
 <p>Prohibition</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Do not damage the adapter cord like wrecking, twisting, pulling, placing heavy items on or squeezing it.</li> <li>● Do not overload the outlet. (Failure to comply may cause electric heat or fire.)</li> </ul>
 <p>Compulsion</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Make sure to use household outlets.</li> <li>● Make sure to insert plug firmly to adapter.</li> </ul>

# PRECAUTIONS IN USE

## ⚠ WARNING

 Unplug	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stop using the device, turn off the power and disconnect the AC adapter immediately in the following conditions.             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Earthquakes or lightning.</li> <li>• Smoke, excess heat, odor or distortion from the device, adapter or cord.</li> </ul> </li> </ul>
 Prohibition	<ul style="list-style-type: none"> <li>● During treatment, this device might get warm but there will not be a safety issue.</li> <li>● Do not contact the device with any metal or electric appliances.             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ mobile phone, television, etc.</li> </ul> </li> </ul>
 Prohibition of disassembly	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Do not disassemble, modify, or try to repair the device yourself. For repair, please inquire at dealer.</li> </ul>
 Compulsion	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Make sure to remove all the metal accessories, glasses and contact lenses during treatment.             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ metal accessories: pierced earrings, necklaces, watches, etc.</li> </ul> </li> <li>● Make sure to use only level 1 during your first treatment and until you are accustomed to use.</li> <li>● Do not press the device head to the skin strongly or use it on the same spot over 3 seconds. Failure to comply may cause skin problems.</li> <li>● Keep eyes closed during treatment around eyes.</li> <li>● If you feel pain on skin or body, or any abnormalities, discontinue use immediately and consult a doctor.</li> </ul>






## ⚠ CAUTION

Precautions of use of main body      Read the following sections carefully before use.

1	<p>Perform a special treatment to each part once per week.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Perform a special treatment twice a week in the first and second weeks. From the third week, perform a treatment about once a week according to your skin conditions.</li> </ul> <p>Perform a daily treatment for each part every day or every two days.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Use the device according to your skin conditions.</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Before using the device for a facial treatment, remove makeup and wash face to clean up impurities such as makeup cosmetics and sebum, and apply the dedicated beauty essence or gel.</li> </ul>
3	<p>Skin conditions are different depending on physical conditions.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● During treatment, carefully observe your skin conditions, if your skin shows any abnormalities like rashes, redness or itchiness, discontinue use immediately and consult a doctor.</li> </ul>

# PRECAUTIONS OF MAINTENANCE AND INSPECTION

## ⚠ WARNING

 Unplug	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Unplug the adapter from the outlet when cleaning the main body. (May cause fire or an accident.)</li> </ul>
 Prohibition	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Do not allow adapter or plug to contact with pins or dust. (Failure to comply may cause fire, electric shock or damage.)</li> <li>● Do not drop or hit the device.</li> <li>● Do not wrap the code around the adapter when storing the device</li> </ul>
 Unplug	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Make sure to turn off the power, and disconnect the AC adapter with the outlet when not using. (Failure to comply may cause fire or damage.)</li> </ul>
 Prohibition	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Keep away from children and do not allow children to play with the device or attachments.</li> <li>● Do not leave the device in the following locations. <ul style="list-style-type: none"> <li>• A location where is exposed to direct sunlight, or high humidity, or dust.</li> <li>• A location with high temperature or subzero temperature, such like cars under the sun.</li> <li>• A location where is flammable, or outdoor with wind and rain.</li> <li>• A location where there is chemicals, gas, strong vibration.</li> <li>• A location where there is near a heater, heating device, or magnet</li> </ul> </li> </ul>
 Compulsion	<ul style="list-style-type: none"> <li>● How to clean <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wipe the device by well-wrung soft cloth. (If using hard cloth may cause damage to the device, or deterioration in functions)</li> </ul> </li> <li>※ Do not wipe the device with solvents such as alkaline agents, alcohol, thinner or benzine, polish remover, polishing power, hot water or chemicals.</li> <li>※ Do not leave the device with the essence or gel on it after use.</li> </ul>

## Inspection

- If you have not use the device for longer than 6 month, make sure to check there are any abnormalities (for example, the state of LED lighting, or whether the cracks), before starting use again. Use the device under malfunction may cause an accident.

# NAMES OF COMPONENTS

## PRODUCT STRUCTURE



## Accessories

- AC adapter
- Stand
- User Registration Card
- Guarantee Card

# NAMES OF COMPONENTS



## 3D movable head

A unique device head mechanism can flex in all directions for movement.

Follow the face curves, close to skin and perfect fitted.


Stress-free operation is available.



## 24KEp electrode

The surface is surrounded with 24-karat gold which is more gentle on the skin.

※ This metal is really soft and easily scratched. Please handle it with sufficient care. If there are any small scratches, it will not any problem with quality of the device. It is safe to use.



## NFC tag-equipped model

Available to check the serial number of each device by placing the NFC-compatible device over this device.

※ Follow the figure left.

### Compatible models





iOS: iPhone XS/XR or newer  
Android: all

※ Models iPhone 5S/5C to iPhone X require a compatible app.

(Search for "NFC Reader" in the App store)

※ Not available with NFC-incompatible models.

# HOW TO USE


1	<p><b>Plug the AC adapter into a outlet and connect to the main device.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Each lamp is lit with a starting sound.</li> <li>※ When using this product for the first time, remove the protective sticker (the transparent sticker) from the elements.</li> </ul>	
2	<p><b>Select the mode.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Select from the following 3 modes: RF mode, M/U mode, and EMS mode.</li> <li>※ &lt;RF&gt; button: RF mode</li> <li>※ &lt;M/U&gt; button: M/U mode</li> <li>※ &lt;EMS&gt; button: EMS mode</li> <li>◆ The color of the side lamp changes depending on the selected mode.</li> <li>※ To change the mode, press the button of the mode being used to turn it off and then select the new mode.</li> </ul>	
3	<p><b>Select the level.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Press the button of the selected mode to select the level.</li> <li>※ It's recommended to use output level 1 setting during your first treatment and then adjust to the output level which is comfortable for you.</li> <li>※ To reduce the level, press the switch of the mode being used to turn it off and then reset the new level again.</li> <li>※ See P. 31 for more information.</li> </ul>	
4	<p><b>Select the LED.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Press the &lt;LED&gt; button when using the RF mode, the M/U mode, or the EMS mode with 5 types of LED modes can be selected.</li> <li>※ See P. 32 for more information.</li> </ul>	

# HOW TO USE

## Name of parts



## Description of level lamp



## Functional description

Button	Mode	Function
RF	RF mode	Warm skin gently from the deep to lead to skin with resilience.
M/U	M/U mode	MFIP mode and UP mode are out putting alternately. MFIP(medium frequency intermittent pulse) =ULTRA PULSE outputs intermittently. ULTRA PULSE=Insert pulse/Mid-high frequency/EMS outputs simultaneously.
EMS	EMS mode	Output a pulse specialized in working muscles.

## Description of machine sound






During use, a <Beep> sound can be heard.	When turning on a mode and use it, you can hear the sound around once every 10 seconds.
	The sound can be heard once every second from before around 5 seconds of a stop. (The power automatically off after 10 minutes have passed from the start of a treatment.)




# HOW TO USE

## Description of LED

- ※Do not look directly at the LED light.
- ※During the treatment around eyes, do not use the device with eyes open.
- ※The treatment can be performed while the LED light is off too.

<div>Press once All colors of the LEDs</div> <div></div>	3 different types of LED lights are installed, red, green, and blue. Recommended for who has several skin troubles.
<div>Press twice Blue LED 415nm(±10nm)</div> <div></div>	Lead to healthy skin.
<div>Press three times Green LED 530nm(±10nm)</div> <div></div>	Lead to translucent and impressive skin.
<div>Press four times Red LED 620nm(±10nm)</div> <div></div>	Lead to elastic and lustrous skin.
<div>Press five times Flashing LED</div> <div></div>	Recommended to use in the final process of the treatment.

# HOW TO APPLY BEAUTY ESSENCE AND GEL



When performing a treatment for a full face, divide your face into four areas and apply beauty assence or gel on each treatment area in turn.

## PREPARATION BEFORE TREATMENT

- ① Remove accessories such as necklaces or rings and all metal objects that you are wearing.
- ② Remove makeup and wash your face to remove impurities such as oil and dirt from your skin.
- ③ According to the mode being used, apply the beauty essence or gel on the treatment area.




Dedicated beauty essence	Dedicated gel
<div></div> <div>PE GOLDEN BEAUTY THE SERUM</div> <div>Mode in use</div> <div>M/U mode</div>	<div></div> <div>PE GOLDEN BEAUTY THE MASSAGE GEL</div> <div>Mode in use</div> <div>RF mode EMS mode</div>

# TREATMENT PROCEDURE

## Special treatment once a week

◆ RF mode : 10 minutes + M/U mode : 10 minutes = Total 20 minutes

- ① Apply the gel on the treatment area when using the device in the RF mode.
  - ② Apply the beauty essence on the treatment area when using the device in M/U mode.
- ※ Do not put the device on the same area of your skin for longer than 3 seconds to prevent skin problems.
- ※ Treatment only either RF mode or M/U mode can be performed for 10 minutes.

	<p>Move the device from under the chin to the below ear and then down to the shoulder.</p>
	<p>Move the device from under the mouth to the temple. Next, move the device from the nostril to the temple. Finally, move the device from under your eye to the temple.</p>
	<p>Move the device from the eyebrows to the hairline.</p>

- ★ Perform each procedure from ① to ③ in the illustration two or three times.
- ★ Move the device constantly and slowly and do not put the device on same spot for a long time.
- ★ When the beauty essence or gel becomes dry, add more.

# TREATMENT PROCEDURE

## Daily treatment

### ◆EMS mode = 10 minutes

① Apply the gel on the treatment area and then perform a treatment.

※ During the treatment, apply the gel more if the treatment area becomes dry.


When the treatment area becomes dry, it may cause irritation on your skin and the reduction of its effect.

※ All nine electrode of the surface should contact the treatment area closely. (Do not make space between the all nine electrode of the surface and the treatment area.)

※ Do not use the device many times a day as it may hurt your skin.

※ During the treatment, if the surface becomes rough, please check the device and clean up with soft cloth or tissues.

※ Do not use the device if you are physically unwell.



★ Perform each procedure from 1 to 5 in the illustration two or three times.

★ Use the device on each treatment point for approximately 3 seconds and then move to the next point.

※ The treatment procedure in the illustration is a reference.

★ When the treatment area becomes dry, apply the gel or beauty essence more.



## WARNING

Do not use on the mucosa, the upper eyelids, the eyeballs, and around the ears and the Adam's apple

# TREATMENT PROCEDURE

## Body treatment


※ Perform a treatment on the clean skin.

※ Apply the gel or beauty essence on the treatment area.

### Upper arm

■ Special treatment : each arm 20 minutes

■ Daily treatment : each arm 10 minutes




1 Move the device in small circles around the shoulder joint 2 or 3 times.

2 Move the device straight from around the elbow to the shoulder joint.

### Waist

■ Special treatment : 20 minutes

■ Daily treatment : 10 minutes



1 Move the device in small circles around the navel.


2 Move the device in small circles from the side of the waist to the inguinal lymph node.

3 Move the device straight from the top to bottom.

### Hip

■ Special treatment : 20 minutes

■ Daily treatment : 10 minutes



1 Move the device in small circles from the groin to the lower back.

2 Move the device in zig-zags around the groin.


3 Move the device straight from the groin to the lower back.

# TREATMENT PROCEDURE

## Thigh (front and back)

■ Special treatment : each side of thigh 20 minutes

■ Daily treatment : each side of thigh 10 minutes



1 Move the device in small circles from above the knee (the back of the knee) to the groin.

2 Move the device in small circles from side to side from above the knee (the back of the knee) to the groin.


3 Move the device straight from above the knee (the back of the knee) to the groin.

※ Perform in the same way for the front and the back of the legs.

## Calf

■ Special treatment : each calf 20 minutes

■ Daily treatment : each calf 10 minutes



1 Move the device in small circles from around the ankle to the back of the knee.

2 Move the device in small circles from side to side from above the ankle to the back of the knee.

3 Move the device straight from above the ankle to the back of the knee.

## After treatment

① After the treatment, gently massage any remaining serum into the skin.

If there is any residual gel and you are concerned about stickiness,

② After the treatment, wipe away the device with a soft cloth or tissues. After that, pat the device dry with tissues.

# Dr.Arrivo Zeus II PLUS

## DEDICA BEAUTY ESSENCE

### PE GOLDEN BEAUTY THE SERUM

#### Beauty essence for " Arrivo series " facial treatment



A dedicated beauty essence pursuing the affinity between Ultra Pulse mode and MFIP mode. Leads to resilient skin that is lifted.

Approaches to moisture and resilience required for maintaining beautiful and healthy skin. Conditions mature skin. Additionally, richly formulated with the moisturizing ingredients, achieving the texture that has a good affinity with the dedicated beauty equipment, " Arrivo series ".

Use in the M/U mode.

PE Golden Beauty the Serum    40mL JPY15,400 (tax included)  
120mL JPY39,600 (tax included)

### PE GOLDEN BEAUTY THE BODY



#### Beauty essence dedicated for " Arrivo series " body treatment

Formulated with originally-blended beauty ingredients for toning the skin.

Additionally, you can enjoy a pleasant treatment time with the scent of carefully selected herbal extracts. A massage gel which also focuses on a texture that spreads well and blends into the skin quickly.

Use in the RF mode, the M/U mode or the EMS mode.

PE Golden Beauty the Body    200g JPY16,500 (tax included)

# Dr.Arrivo Zeus II PLUS

## DEDICA BEAUTY ESSENCE

### PE GOLDEN BEAUTY THE MASSAGE GEL



#### Massage gel dedicated for " Arrivo series "

The moist veil adheres to the skin.  
Bring out brightness and transparency.

Water-soluble massage gel richly formulated with beauty essence ingredients.  
Leads to translucent and soft skin with continuous use. An original formula that focuses on moderate texture and excellent spread to easily perform a treatment.

※ After massage, it is recommended to wipe away gel left on the skin.

Use in the RF mode or the EMS mode.

PE Golden Beauty the Massage Gell 200g JPY5,500 ( tax included)

### PE THE DAY



#### Beauty essence for " Arrivo series " iontophoresis

An elegant drop of " THE DAY " . . .For sophisticated skin every day.

For a wide range of age groups and various skin types. Gently wraps the skin with moist veil to protect it.

Use in the M/U mode.

PE The Day 30mL JPY7,700 (tax included)



# Dr.Arrivo Zeus II PLUS

## DEDICA BEAUTY ESSENCE

### *Dear Miss* DWS (DEEP WRINKLE SOLUTION)



Intensive beauty essence " DWS " dedicated for red LED treatment.

Lead to lustrous and elastic skin.

---

Dear Miss DWS    30mL   JPY 16,500( tax included)

### *Dear Miss* SWS (SHINING WHITE SOLUTION)



Intensive beauty essence " SWS " dedicated for green LED treatment.

Lead to translucent nad impressive skin.

---

Dear Miss SWS    30mL   JPY 13,200( tax included)

### *Dear Miss* PCS (PROBLEM CONTROL SOLUTION)



Intensive beauty essence " PCS " dedicated for blue LED treatment.

Lead to healthy skin.

---

Dear Miss PCS    30mL   JPY 13,200( tax included)

# PRODUCT SPECIFICATIONS

	Product Name	Dr.Arrivo Zeus II PLUS
	Power Rating	Input AC 100-240V~50/60Hz    Output DC 12V • 1.5A
	Power Consumption	Maximum 17W
	Output Frequency	90kHz / 200kHz / 100Hz
	LED Wavelength	Blue415nm(±10nm)/Green530nm(±10nm)/Red620nm(±10nm)
	Size	Maximum 189mm×55mm×58mm
	Weight	approximately 151g
	Timer	10 minites

*Top of the Beauty*