

Zen IV

Dr. Arrivo®

取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL
使用说明书



※ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。

ARTISTIC & Co.

目次

取扱説明書に関するご注意	P4
正しく安全にご使用いただくために	P4～5
使用前のご注意	P6
使用中のご注意	P7
保守・点検のご注意	P8
各部の名称	P9～10
本体操作方法	P11～13
専用美容液・ジェル塗布方法	P14
トリートメント前のご準備	P14
トリートメント手順	P15～18
専用美容液	P19～21
アプリ使用方法	P22～28
製品仕様	P29

取扱説明書に関するご注意

- ◆この度は弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
- 本取扱説明書は、本機器を安全にご使用いただくために大変重要です。
- 本機器を他の方に貸与または贈呈される際は、必ずご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただくようお願いください。

正しく安全にご使用いただくために

ご使用の前に必ず本紙をお読みにになり、正しくご使用ください。

お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下のような絵表示をしています。警告サインの表示と意味は次のようになっています。

 **危険** 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害※が発生するおそれがある内容」です。
※家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

■図記号



してはいけない「禁止」を示しています。
※図の中や近傍に具体的な内容が書かれています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

正しく安全にご使用いただくために

⚠ 警告

事故や体調不良などを防ぐために

◆ 次のような医用電子機器を装着している人は、本機器を使用しないでください。
医用電子機器の誤作動は、事故や体調不良の原因となります。



禁止

- ・ペースメーカーなどの体内植込型医用電子機器
- ・人工心肺などの生命維持用電子機器
- ・心電計や点滴器などの装着型の医用電子機器

● 以下の人は使用しないでください

- 心臓疾患・血圧異常時・悪性腫瘍
- 発熱を伴う疾患・感染症疾病・急性疾患
- 菌の治療中
- エイズなどの免疫性疾患による免疫力の低下、または免疫抑制剤を使用している人
- 血友病疾患・出血性疾患・糖尿病・顔面神経痛
- 知覚・痛覚異常のある人
- ケロイド体質・顔面黒皮症・光過敏症・色素異常
- ステロイドホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- アレルギー体質・アトピー性皮膚炎・皮膚病・敏感肌または肌の弱い人
- てんかんの既往のある人・光の点滅で気分が悪くなる人
- 交通事故などによる頭部及び眼科的後遺症のある人
- 目の手術を行った人（レーシックの場合、医師にご相談の上、ご使用ください）
- 妊娠中・生理中・授乳中
- 幼児・自分で意思表示のできない人
- 酒気帯び・二日酔いの人
- 眠気を誘う薬を服用中の人
- 疲労の激しい人・体調のすぐれない人
- 化学繊維でシミ・かぶれ等の肌トラブルのあった人
- 化粧品による皮膚炎を起こしている人・起こした人
- エステ等でケミカルピーリングをした直後の人
- 美容機器の使用後に肌トラブルのあった人



禁止

● 以下の部位には使用しないでください

- 指定された部位以外
- 心臓周辺・眼球及び上まぶた・唇や口の中など粘膜の部位
- 病的なシミ・ホクロ・ウイルス性のイボのある部位
- 過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている部位
- 傷口・湿疹・乾癬・ヘルペス・化膿したニキビ・吹き出物のある部位
- 痒みや火照り、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
- 手術した部位・陰部・肛門・のどほつけ周辺・耳
- 脱毛や剃毛処理をした直後の部位



禁止

※ 通院中の方は医師にご相談の上、ご使用ください。

使用前のご注意

⚠ 警告

 禁止	●他の美容器とは同時に使用しないでください。 ●美容目的以外の使用や、破損・故障した状態で使用しないでください。本品は美容専門のトリートメント機器です。治療目的など、用途外に使用しないでください。 ●LED光を覗いたり、直視をしないでください。 ●同じ部位への連続使用はしないでください。 肌を傷つけたり、感染・炎症・出血・色素沈着などのトラブルや症状悪化の恐れがあります。 ●ペットには使用しないでください。
 水場使用禁止	●浴室や湿気の多い場所で使用・保管しないでください。水のかかりやすい場所(洗面台の上など)に置かないでください。
 水濡れ禁止	●水に浸けたり、かけたり、こぼしたりしないでください。 (感電・火災・故障の原因)
 濡れ手禁止	●濡れた手で触らないでください。 (感電・けがの原因)
 禁止	●引火性のものの近くで使用しないでください。 ※シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど ●専用アダプター以外で使用しないでください。 専用アダプターを他の機器に接続しないでください。 (火災・感電・故障の原因)
 プラグを抜く	●アダプターを抜き差しする時は、必ず先端のプラグを持って抜き差ししてください。コードを持って抜き差ししないでください。 ●アダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
 禁止	●アダプターコードを傷めないでください。 ※傷つける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重い物を載せる・挟み込むなど (火災・感電・故障の原因) ●たこ足配線をしないでください。 (発熱・火災の原因)
 必ず守る	●必ず家庭用コンセントで使用してください。 ●アダプターやプラグは、根元まで確実に差し込んでください。

使用中のご注意

⚠ 警告

 プラグを抜く	● 次の場合は、使用を中止し、電源を切り、アダプターをコンセントから抜いてください。 ・地震・雷 ・本体やアダプター・コードからの発煙・異常発熱・異臭・変形
 禁止	● 使用中、本機器が熱を帯びることがありますが、安全性に問題はありません。 ● 本機器を金属や電化製品に接触させないでください。 ※携帯電話・テレビなど
 分解禁止	● 分解・改造・修理をしないでください。修理はご購入店舗にご相談ください。
 必ず守る	● 使用の際は、必ず貴金属類や眼鏡・コンタクトレンズを外してください。 ※貴金属類：ピアス・ネックレス・時計など ● 初めて使用する時や慣れるまでは、必ずレベル1から使用してください。 ● ヘッドは押し付けず肌にあて、同一箇所へ3秒以上固定したままにしないでください。肌トラブルの原因になります。 ● 目のまわりのトリートメントの際は目を閉じてご使用ください。 ● 使用中に肌や身体に痛み、異常を感じたら直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

⚠ 注意

本体使用上のご注意 以下の項目をよく読んでご使用ください

1	特別なトリートメントは1部位＝週1回行ってください。 ● 1週～2週目は週に2回お手入れしてください。その後の3週目からは肌の調子に合わせて週に1回程度お手入れしてください。 ● 過度なお手入れはかえって肌によくありません。 毎日のトリートメントは1部位＝毎日または2日に1回行ってください。 ● 肌の調子に合わせてご使用ください。
2	● フェイシャルトリートメントは、クレンジングや洗顔を行い、化粧や皮脂等の汚れを落としたうえで、専用美容液・ジェルを塗布してからご使用ください。
3	肌の状態は、体調によっても異なります。 ● 肌の様子を見ながら使用し、発疹・発赤・かゆみなど肌に何らかの異常が生じた場合は、使用を中止し、専門医にご相談ください。

保守・点検のご注意

⚠ 警告


 プラグを抜く	● 本体を掃除するときはアダプターを本体とコンセントから抜いてください。(火災・故障の原因)
 禁止	● アダプターやプラグにピンやほこりを付着させないでください。(火災・感電・故障の原因) ● 落としたり、ぶつけたりしないでください。 ● 収納時にコードをアダプターに巻きつけないでください。
 プラグを抜く	● 使用しないときは必ず電源を切り、アダプターをコンセントから抜いてください。(火災・故障の原因)
 禁止	● お子様の手の届く場所に保管したり、使用させないでください。 ● 次のような場所に保管しないでください。 ・直射日光があたる場所・湿気が多い場所・粉塵が多い場所 ・高温または氷点下になる場所・炎天下の自動車内など ・引火の危険がある場所・風雨にさらされる場所 ・化学薬品やガスが発生する場所・振動が激しい場所 ・暖房器具や熱が発生する器具の近く・磁石の近く
 必ず守る	● お掃除の仕方 ・水分を含ませ、固く絞ったやわらかい布で拭き取ってください。 ・硬い布で拭くと傷ついたり、機能が低下する原因となります。 ※ アルカリ剤・アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤や除光液・磨き粉・熱湯・薬品類は使用しないでください。 ※ 美容液やジェルが付着した状態で放置しないでください。

点検をしましょう

- 半年以上使用しなかった本機器を再度使用する際は、使用前に必ず異常がないかを点検してからご使用ください。(LEDの点灯状態・亀裂の有無等) 故障したままでご使用になりますと事故の原因となります。

各部の名称


製品構成



付属品

- ・ACアダプター
- ・スタンド
- ・ギャランティーカード
- ・ユーザー登録カード

各部の名称



3D Movable Head 搭載


全方位に自在に動く、特殊なヘッド機構を採用。顔のカーブに沿って隙間なく密着します。トリートメント時のストレスフリーを実現しました。



24KEp素子採用

肌との親和性が最も高いとされている、24金で表面加工を施しました。

※とても柔らかい金属であるため、傷がつきやすくなっております。お取り扱いの際には十分にご注意ください。細かい擦り傷程度であれば、品質には問題ございませんので安心してご使用ください。



Bluetooth搭載モデル

専用アプリケーションを起動し、本体のBluetoothボタンを長押しします。青いランプが点滅したら、スマートフォンとの接続が可能になり、シリアルNoをご確認頂けます。

対応機種 iOS・Android

※左図参照





〈アプリダウンロードのご案内〉

より快適に製品をご利用いただくために、公式アプリのご使用を推奨しております。
※アプリ連動なしでもご使用いただけますが、より本機器の効果をご実感いただくためにダウンロードをおすすめしております。

iOS・Android いずれのスマートフォンでも「ARTISTIC&CO.」と検索して、アプリをダウンロードしてください。


製品の使い方や最新情報など、アプリで簡単にご確認いただけます。

本体操作方法


1	ACアダプターを本体・コンセントに差し込みます。 ◆起動音と共に各ランプが数回点滅し、点灯します。 ※本機器を初めてご使用される際は、素子部分に貼られている保護シール(透明シール)を剥がしてください。	
2	モードを選択してください。 ◆Hモード・M/Uモード・EMSモードの3種類から選択できます。 ◆選択したモードによって、使用可能なボタンのみランプが点灯します。 ※モードを切り替える際は、使用中のモードのボタンを押しOFFにしてから再度設定してください。	
3	レベルを選択してください。 ◆選択したモードのボタンを押すことによりレベルを選択できます。 ※初めてご使用される際はレベル1から開始し、気持ち良いと感じるレベルでトリートメントを行ってください。 ※レベルを下げる際は、使用中のモードのボタンを押し、OFFにしてから再度設定してください。	
4	LEDを選択してください。 ◆Hモード・M/Uモード・EMSモードのいずれかを使用した状態で、LEDボタンを押すことにより、5種類のLEDモードが選択できます。	

本体操作方法

各部の名称



レベルランプについて



モードと機能

ボタン	モード	機能
H	HEATモード	内側からじんわり温め、ハリのある肌へと導きます。
M/U	M/Uモード (MFIP/ウルトラパルス)	MFIPとウルトラパルスが交互に出力されます。 MFIP(中周波断続パルス)…ウルトラパルスが断続的に出力されます。 ウルトラパルス…インサートパルス/EMS/中高周波が同時に出力されます。
E	EMSモード	筋肉を動かすことに特化したパルスが主力されます。

機械音

使用中に<ピッ>と音が鳴ります。	ONにすると約10秒に1回鳴ります。
	停止する約5秒前より1秒に1回鳴ります。 (トリートメント開始から10分後に自動的に停止します。)

本体操作方法

LED

1回目 全灯LED



ピンク・ホワイト・グリーン・ブルー 4種類
様々な肌悩みに。

2回目 ブルーLED



健やかな肌へと導きます。

3回目 グリーンLED



透明感のある印象的な肌へと導きます。

4回目 ピンクLED



肌にやさしく働きかけ、血の巡りや保湿、
トーンアップをサポートします。

5回目 点滅LED




トリートメントの仕上げに。

※点灯中、光源を覗いたり直視をしないでください。

※目の周りのトリートメントの際は目を閉じてご使用ください。

※LEDモードをOFFにした状態でトリートメントを行うことも可能です。

専用美容液・ジェル塗布方法



全顔のトリートメントをする際は、一度に美容液を塗布するのではなく左のイラストを参考に4つのエリアに分けて塗布し、トリートメントを行ってください。

トリートメント前のご準備

- ①ネックレス、指輪などのアクセサリーや、身につけているすべての貴金属類をはずしてください。
- ②通常のクレンジングや洗顔により、化粧や皮脂などの汚れを落としうえて、トリートメントを行ってください。
- ③ご使用のモードに合わせて、トリートメント部位に美容液やジェルを塗布します。

専用美容液	専用ジェル
 PE GOLDEN BEAUTY THE SERUM 使用モード M/Uモード	 PE GOLDEN BEAUTY THE MASSAGE GEL 使用モード HEATモード EMSモード

トリートメント手順


特別な週1回のトリートメント

◆HEATモード:10分+M/Uモード:10分=合計20分

- ①トリートメント部位にジェルを塗布し、HEATモードでトリートメントを行ってください。
- ②トリートメント部位に美容液を塗布し、M/Uモードでトリートメントを行ってください。

※同一箇所へ3秒以上固定したままにしないでください。肌トラブルの原因になります。

※どちらかのモードのみの10分間のトリートメントも使用可能です。

1 	顎下からフェイスラインを通り、耳の後ろまで動かします。その後耳下腺を通り、肩まで動かします。
2 	顎先からフェイスラインを通り、こめかみまで動かします。次に小鼻から頬を通り、こめかみまで動かします。最後に目頭から目元を通り、こめかみまで動かします。
3 	眉毛から髪の生え際まで引き上げるように下から上に動かします。

★**1**～**3**の手順はそれぞれ2～3回ずつ行ってください。

★ゆっくりと常に動かし、同じ部分で停止しないでください。

★美容液やジェルが乾いてしまったら付け足してください。

トリートメント手順

毎日のトリートメント

◆EMSモード=10分

①トリートメント部位にジェルを塗布し、トリートメントを行ってください。

※トリートメントの途中で乾きを感じたらジェルを付け足してください。


塗布量が少なすぎると肌に刺激を感じたり、トリートメントの効果が発揮されない場合があります。

※トリートメントを行う部分へ9つの素子をすべて肌に密着させてください。

※過度なトリートメントは肌の負担となります。1日に何度も使用しないでください。

※使用中、ヘッドの表面に汚れなどが付着してざらつく場合には、やわらかい布やティッシュなどでヘッドの表面を拭き取ってください。

※体調が悪い場合には、使用しないでください。



★①～⑤の手順はそれぞれ2～3回ずつ行ってください。

★イラストのように約3秒ずつ順番に肌に機械をあててください。

※イラストのトリートメント手順は目安となります。

★ジェルが乾いてしまったら付け足してください。



警告

粘膜や上まぶた、眼球や耳のまわり、
のどぼとけ周辺には使用しないでください。

トリートメント手順

ボディトリートメント


※入浴後等の清潔な状態で行ってください。

※トリートメント部位に美容液やジェルを塗布してください。

二の腕

■特別なトリートメント:片腕20分

■毎日のトリートメント:片腕10分




① 腕の付け根をクルクルと動かし2～3周します。

② 肘の上から二の腕を通り、直線で腕の付け根あたりまで移動します。

ウエスト

■特別なトリートメント:20分

■毎日のトリートメント:10分



① おへその周りをクルクルと動かしながら1周します。


② ウエストの横からクルクルと動かしながらくびれを作るようなイメージでソケイリンパまで移動します。

③ 上から下へ流すようなイメージで直線で移動します。

ヒップ

■特別なトリートメント:20分

■毎日のトリートメント:10分



① ヒップラインと太ももの境目からクルクルと動かしながら、腰の下あたりまで移動します。

② ヒップラインと太ももの境目をギザギザと動かしながら移動します。


③ ヒップラインと太ももの境目から直線で腰の下あたりまで移動します。

トリートメント手順

足(表・裏)

■特別なトリートメント:片足20分

■毎日のトリートメント:片足10分



1 膝上から太ももの付け根(ヒップライン)までクルクルと動かしながら下から上に移動します。

2 膝上から太ももの付け根(ヒップライン)までクルクルと左右に動かしながら下から上に移動します。


3 膝上から太ももの付け根(ヒップライン)まで直線で下から上に移動します。

※表と裏は同じような動かし方で行ってください。

ふくらはぎ

■特別なトリートメント:片足20分

■毎日のトリートメント:片足10分



1 足首あたりから膝裏までクルクルと動かしながら下から上に移動します。

2 足首あたりから膝裏までクルクルと左右に動かしながら下から上に移動します。

3 足首あたりから膝裏まで直線で下から上に移動します。

トリートメント後

①トリートメント後、肌に残った美容液は優しくなじませ、マッサージジェルはベタつきが気になる場合は拭き取ってください。

②トリートメントが終了したら、本体を水分を含ませたやわらかい布やティッシュなどで汚れを拭き取り、その後乾いたティッシュで水分を拭き取ってください。

PE GOLDEN BEAUTY THE SERUM

“アリーヴォシリーズ”フェイシャル専用美容液



“ウルトラパルス”“MFIP”との相性を追求した専用美容液。
ピンと上向きなハリ肌へと導く。

肌を美しく健やかに保つのに欠かせないうるおいとハリにアプローチ。
年齢肌のコンディションを整えます。

さらに、保湿成分を贅沢に配合する事により、専用美容機器

＊アリーヴォシリーズとの相性の良い、まろやかなとろみを叶えました。

M/Uモードでご使用ください。

PE ゴールデンビューティー ザ セラム 40mL 15,400円(税込)
120mL 39,600円(税込)

PE GOLDEN BEAUTY THE BODY



“アリーヴォシリーズ”ボディ専用美容液

オリジナルブレンドの肌引き締め美容成分を配合。

さらに、厳選されたハーブエキスの香りで心地良いトリートメント時間をお楽しみいただけます。

伸びが良く肌にスツとなじむテクスチャーにもこだわったマッサージジェル。

HEAT モードもしくは M/U モードもしくは EMS モードでご使用ください。

PE ゴールデンビューティー ザ ボディ 200g 16,500円(税込)

PE GOLDEN BEAUTY THE MASSAGE GEL



“アリーヴォシリーズ”マッサージジェル

潤いヴェールが肌を密封。明るさと透明感を引き出す。

美容液成分を贅沢に配合した水溶性マッサージジェル。
使い続けるごとに透明感のあるやわらかな肌へと導きます。
トリートメントを行いやすいように、適度な硬さと伸びの良さにこだわった
オリジナル処方。

※マッサージ後にベタつきが気になる方は拭き取ることをおすすめいたします。

HEAT モードもしくは EMS モードでご使用ください。

PE ゴールデンビューティー ザ マッサージジェル 200g 5,500円(税込)
500g 11,000円(税込)

PE THE DAY



“アリーヴォシリーズ”専用美容液

日々、輝く素肌のために・・・洗練された“THE DAY”の一滴。

幅広い年齢層、様々な肌質の方へ。
肌を優しく包み込むような潤いヴェールをかけ、肌を保護します。

MUモードでご使用ください。

PE ザ デイ 30mL 7,700円(税込)

DearMiss DWS (DEEP WRINKLE SOLUTION)



ピンクLED専用集中美容液「DWS」
ツヤのある弾力肌へと導きます。

ディアーミス DWS 30mL 16,500円(税込)

DearMiss SWS (SHINING WHITE SOLUTION)



グリーンLED専用集中美容液「SWS」
透明感のある印象的な肌へと導きます。

ディアーミス SWS 30mL 13,200円(税込)

DearMiss PCS (PROBLEM CONTROL SOLUTION)



ブルーLED専用集中美容液「PCS」
健やかな肌へと導きます。

ディアーミス PCS 30mL 13,200円(税込)

アプリ使用方法



iOSやAndroid専用アプリケーションはお手持ちのスマートフォンと機器を連携すると、アプリ限定のモードの使用ができます。
機器のBluetoothボタンを押すだけで、簡単に接続ができます。

ダウンロード方法

App StoreやGoogle play Storeで「ARTISTIC&CO.」と検索します。



iPhoneの方はこちら



Androidの方はこちら

会員登録・ログイン

インストール後、アプリを開きます。

会員登録がお済みの方はメールアドレスとパスワードを入力して「ログイン」を押して下さい。

初めてご使用いただく方は「会員登録」を押して下さい。

※迷惑メール設定をしている方は、あらかじめ app@artistic.co.jp を許可して下さい。

アプリ使用方法

- ① 会員規約を確認し、同意にチェックをします。全てに同意したら「次へ」を押します。

- ② 姓名を入力します。
※ふりがなは平仮名で表記して下さい

- ③ メールアドレスを入力します。
※登録後、メールアドレスの変更はできませんのでご注意ください。

- ④ 認証メールに記載の6桁のコードを入力して下さい。メールが届いていない場合は、「メールを再送信する」を押して下さい。

アプリ使用方法



- ⑤パスワードを設定します。
※特殊文字は !@#\$%^&* です。




- ⑥登録が完了した場合はログイン画面に遷移します。
先ほど登録したメールアドレス・パスワードを入力してログインして下さい。

デバイス接続方法



- ①本体の Bluetooth ボタンを長押しします。
青いランプが点滅したら、スマートフォンとの接続が可能になります。
- ②アプリを起動し「デバイス追加」を押します。
「発見された Bluetooth デバイス」にご使用の機器のシリアルナンバーが表示されたら選択します。
本体から「ピーツ」と音が鳴れば接続が完了です。
※音が鳴らなかった場合は再接続して下さい。



アプリ使用方法

トリートメント方法



①モード選択

お好みのモードを選択します。

1. リフトケアモード、2. ハリ・ツヤモード、3. くすみケアモード、4. カスタムモードからご選択いただけます。



②おすすめ診断

ケアしたい項目を選択肢の中から2つ選びます。「結果を見る」を押すと、推奨モード画面に遷移します。



リセットする場合に押して下さい。

3つのレベルの中から心地よいと感じるレベルを選択してください。

②トリートメント開始

お好みのレベルを選択し、▶を押すとトリートメントが開始されます。


画面に表示されているアニメーションのように動かして下さい。

アプリ使用方法

カスタムモード



- ①モード選択
カスタムモードを選択します。



- ②時間・レベル選択 (カスタムのみ)
各モード合計 15 分までお好みの使用時間を組み合わせることができます。モードごとにレベルを設定して下さい。



現在設定したパターンで保存ができます。

リセットする場合に押して下さい。


6つのパターンからLEDを選択できます。

- ②トリートメント開始 (カスタムモード)
▶を押すとトリートメントが開始されます。

- ①消灯
- ②全灯
- ③ブルー
- ④グリーン
- ⑤ピンク
- ⑥フラッシュ

アプリ使用方法

各メニューについて



画面右上の☰を押すとメニューが表示されます。



②マイページ
メールアドレスの確認、名前・パスワードの変更ができます。




③履歴
アプリを連携して使用した場合に限り、カレンダーに履歴が保存されます。



④設定
各種設定を行う画面です。
順次機能をアップデート予定です。


アプリ使用方法

各メニューについて



① ホーム

連携したことのあるデバイスが表示されます。機種名・シリアルナンバーを確認することができます。



① ホーム

登録デバイスリストから機種を押すと詳細画面が表示されます。既存機種の接続・削除が可能です。

製品仕様

仕様

製品名	Dr.Arrivo ZeusIV (ドクターアリーヴォゼウスフォー)
電源定格	入力AC 100~240V 50/60Hz 出力DC 12V・1.5A
消費電力	最大17W
出力周波数	90kHz/200kHz/100Hz
LED波長	白 420nm (±10nm) / 青415nm (±10nm) 緑530nm(±10nm) / 赤620nm (±10nm)
外形	最大189mm×55mm×58mm
重量	約151g
タイマー	10分

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	P31
SAFETY PRECAUTIONS	P31~32
PRECAUTIONS BEFORE USE	P33
PRECAUTIONS IN USE	P34
PRECAUTIONS OF MAINTENANCE AND INSPECTION	P35
NAMES OF COMPONENTS	P36~37
HOW TO USE	P38~40
HOW TO APPLY BEAUTY ESSENCE AND GEL	P41
PREPARATION BEFORE TREATMENT	P41
TREATMENT PROCEDURE	P42~45
Dr.Arrivo Zeus IV DEDICATED BEAUTY ESSENCE	P46~48
PRODUCT SPECIFICATIONS	P49

INTRODUCTION

- ◆ Thank you very much for purchasing our product.
This instruction manual is extremely important for ensuring the safe use of this device.
If you lend or give this device to someone else, please make sure to inform them to read this manual thoroughly before use.

SAFETY PRECAUTIONS

Be sure to read this user manual carefully before using, always observe the following safety precautions.

To reduce the risk of injury, loss of life, and damage to any property, the followings symbols are used to classify and describe the type of instructions to be observed. The marks and meanings of symbols are shown as below.

	DANGER	Failure to observe DANGER signs will result in hazard to personnel is high likely to result in serious injury or death.
	WARNING	Failure to observe WARNING signs could result in hazard to personnel possibly resulting in serious injury or death.
	CAUTION	Failure to observe CAUTION signs could result in injury to personnel and damage to the device and property. ※Property damage includes damage to house, household belongings, domestic animals and pets.

■ MEANINGS OF SYMBOLS

	This symbol indicates prohibition. ※inside or near it is indicated a special instruction.
	This symbol indicates requirement that must be followed.
	This symbol indicates caution.

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING

To avoid accidents and physically ill.

- ◆ Do not use this device with any of the following medical electrical equipment.
Malfunctions of the medical electrical equipment may cause accidents or illness.



Prohibition

- Implantable medical electrical equipment such as pacemaker.
- Implantable medical electrical equipment such as artificial heart-lung device
- Wearable medical electrical equipment such as electrocardiograph or dropper.



Prohibition

- The following persons should not use the device.
 - Person who has heart disease, abnormal blood pressure or malignant tumors.
 - Person who has disease with a fever, infectious diseases or acute diseases.
 - Person who is undergoing dental treatment.
 - Person who has weak immune systems or uses immunosuppressants due to immunity disorders like AIDS etc.
 - Person who has hemophilia, bleeding disorders, diabetes or facial neuralgia.
 - Person who has paresthesia or dysalgia.
 - Person who has keloid diathesis, facial melanosis, photosensitivity or pigmentation disorders.
 - Person who has capillary dilatation due to long-term steroidal hormone treatments or liver dysfunction.
 - Person who has allergies, atopic dermatitis, skin diseases, sensitive skin or weak skin.
 - Person who has medical history of epilepsy or gets sick due to flashing lights.
 - Person who has sequela of head or ophthalmologic sequela due to traffic accidents etc.
 - Person who had eye operations (in the case of LASIK, consult with the doctor before using).
 - Person who is pregnant, on period or breast-feeding
 - Children or persons who can not express themselves.
 - Person who is in a drunken or hangover state.
 - Person who is taking sleeping medicine.
 - Person who is under state of extreme fatigue or physical discomfort.
 - Person who had skin problems such as spots or rashes due to artificial fibers.
 - Person who has or had skin inflammation before due to cosmetics.
 - Person who recently had chemical peeling treatment at salons etc.
 - Person who had skin problems after using beauty device before.



Prohibition

- Do not use the device on the following areas.
 - Except specified parts.
 - Around heart, eyeballs, upper eyelids, lips and mucous parts such as inside the mouth.
 - Pathological spots, moles or viral warts.
 - Areas where skin is irritated or inflamed due to excessive sunburn.
 - Areas where skin suffers from cuts, eczema, psoriasis, herpes, pustulent acne or pimples.
 - Areas where skin suffers from pathological spots due to itching, flushing, physical stimulus etc.
 - Cuts where surgery was performed, parts, anus, areas around Adam's apple or ears.
 - Any areas where has performed hair removal or shaving recently.

※ If you are seeing a doctor, consult with the doctor before use.

PRECAUTIONS BEFORE USE

⚠ WARNING

 Prohibition	● Do not use this device with other beauty device at same time. ● Do not use this device for any purpose other than beauty and under conditions of malfunction or damage. This device is a equipment specialized for use in beauty. Do not use for therapeutic or any other purposes. ● Do not stare or look directly at the LED light. ● Do not use the device continuously on the same areas. Failure to comply may cause or aggravate skin damage, infection, inflammation, bleeding, or pigmentation. ● Do not use on pets.
 Prohibition of use in a wet area	● Do not use or store the device in the bathroom or anywhere with high humidity. Do not leave the device where is easily splashed. (such as bathtub, washbashi.)
 Prohibition of getting wet	● Do not immerse the device in water or pour or splash water on it. (Failure to comply may cause electric shock fire or malfunction.)
 Prohibition of wet hands	● Do not touch the device with wet hands. (Failure to comply may cause electric shock or injury.)
 Prohibition	● Do not use the device near a flammable substances such as thinner, benzine, polish remover or spray. ● Do not use with anything other than the dedicated adapter. Do not connect the dedicated adapter to other equipments.
 Unplug	● Be sure to hold the front of the plug when plugging in or out the adapter. Do not grab the cord to plug in or out the adapter. ● Do not use the adapter when it is damaged or loose.
 Prohibition	● Do not damage the adapter cord like wrecking, twisting, pulling, placing heavy items on or squeezing it. ● Do not overload the outlet. (Failure to comply may cause electric heat or fire.)
 Compulsion	● Make sure to use household outlets. ● Make sure to insert plug firmly to adapter.

PRECAUTIONS IN USE

⚠ WARNING

 Unplug	● Stop using the device, turn off the power and disconnect the AC adapter immediately in the following conditions. • Earthquakes or lightning. • Smoke, excess heat, odor or distortion from the device, adapter or cord.
 Prohibition	● During treatment, this device might get warm but there will not be a safety issue. ● Do not contact the device with any metal or electric appliances. ※ mobile phone, television, etc.
 Prohibition of disassembly	● Do not disassemble, modify, or try to repair the device yourself. For repair, please inquire at dealer.
 Compulsion	● Make sure to remove all the metal accessories, glasses and contact lenses during treatment. ※ metal accessories: pierced earrings, necklaces, watches, etc. ● Make sure to use only level 1 during your first treatment and until you are accustomed to use. ● Do not press the device head to the skin strongly or use it on the same spot over 3 seconds. Failure to comply may cause skin problems. ● Keep eyes closed during treatment around eyes. ● If you feel pain on skin or body, or any abnormalities, discontinue use immediately and consult a doctor.

⚠ CAUTION

Precautions of use of main body Read the following sections carefully before use.

1	Perform a special treatment to each part once per week. ● Perform a special treatment twice a week in the first and second weeks. From the third week, perform a treatment about once a week according to your skin conditions. Perform a daily treatment for each part every day or every two days. ● Use the device according to your skin conditions.
2	● Before using the device for a facial treatment, remove makeup and wash face to clean up impurities such as makeup cosmetics and sebum, and apply the dedicated beauty essence or gel.
3	Skin conditions are different depending on physical conditions. ● During treatment, carefully observe your skin conditions, if your skin shows any abnormalities like rashes, redness or itchiness, discontinue use immediately and consult a doctor.

PRECAUTIONS OF MAINTENANCE AND INSPECTION

⚠ WARNING

 Unplug	● Unplug the adapter from the outlet when cleaning the main body. (May cause fire or an accident.)
 Prohibition	● Do not allow adapter or plug to contact with pins or dust. (Failure to comply may cause fire, electric shock or damage.) ● Do not drop or hit the device. ● Do not wrap the code around the adapter when storing the device
 Unplug	● Make sure to turn off the power, and disconnect the AC adapter with the outlet when not using. (Failure to comply may cause fire or damage.)
 Prohibition	● Keep away from children and do not allow children to play with the device or attachments. ● Do not leave the device in the following locations. • A location where is exposed to direct sunlight, or high humidity, or dust. • A location with high temperature or subzero temperature, such like cars under the sun. • A location where is flammable, or outdoor with wind and rain. • A location where there is chemicals, gas, strong vibration. • A location where there is near a heater, heating device, or magnet
 Compulsion	● How to clean • Wipe the device by well-wrung soft cloth. (If using hard cloth may cause damage to the device, or deterioration in functions) ※ Do not wipe the device with solvents such as alkaline agents, alcohol, thinner or benzene, polish remover, polishing power, hot water or chemicals. ※ Do not leave the device with the essence or gel on it after use.

Inspection

- If you have not use the device for longer than 6 month, make sure to check there are any abnormalities (for example, the state of LED lighting, or whether the cracks), before starting use again. Use the device under malfunction may cause an accident.

NAMES OF COMPONENTS


PRODUCT STRUCTURE



Accessories

- AC adapter
- Stand
- User Registration Card
- Guarantee Card

NAMES OF COMPONENTS




3D movable head

A unique device head mechanism can flex in all directions for movement. Follow the face curves, close to skin and perfect fitted. Stress-free operation is available.



24KEp electrode

The surface is surrounded with 24-karat gold which is more gentle on the skin.
※ This metal is really soft and easily scratched. Please handle it with sufficient care. If there are any small scratches, it will not any problem with quality of the device. It is safe to use.



Bluetooth-equipped model

Launch the dedicated application and press and hold the Bluetooth button on the device. When the blue light starts flashing, the device is ready to connect with your

Compatible models iOS • Android

※ Follow the figure left.





App Download Information

To enhance your experience with our product, we recommend downloading our official app.

Please note: The device can be used without the app, but for optimal results and performance, we highly recommend using the app in conjunction.

Simply search for "ARTISTIC&CO." on your iOS or Android smartphone to download the app.

HOW TO USE


1	Plug the AC adapter into a outlet and connect to the main device. ◆ Each lamp is lit with a starting sound. ※ When using this product for the first time, remove the protective sticker (the transparent sticker) from the elements.	
2	Select the mode. ◆ Select from the following 3 modes: HEAT mode, M/U mode, and EMS mode. ※ <HEAT> button: HEAT mode ※ <M/U> button: M/U mode ※ <EMS> button: EMS mode ◆ The color of the side lamp changes depending on the selected mode. ※ To change the mode, press the button of the mode being used to turn it off and then select the new mode.	
3	Select the level. ◆ Press the button of the selected mode to select the level. ※ It's recommended to use output level 1 setting during your first treatment and then adjust to the output level which is comfortable for you. ※ To reduce the level, press the switch of the mode being used to turn it off and then reset the new level again.	
4	Select the LED. ◆ Press the <LED> button when using the HEAT mode, the M/U mode, or the EMS mode with 5 types of LED modes can be	

HOW TO USE

Name of parts



Description of level lamp



Functional description

Button	Mode	Function
H	HEAT mode	Warm skin gently from the deep to lead to skin with resilience.
M/U	M/U mode	MFIP mode and UP mode are out putting alternately. MFIP(medium frequency intermittent pulse)=ULTRA PULSE outputs intermittently. ULTRA PULSE=Insert pulse/Mid-high frequency/EMS outputs simultaneously.
EMS	EMS mode	Output a pulse specialized in working muscles.


Description of machine sound

During use, a <Beep> sound can be heard.	When turning on a mode and use it, you can hear the sound around once every 10 seconds.
	The sound can be heard once every second from before around 5 seconds of a stop. (The power automatically off after 10 minutes have passed from the start of a treatment.)


HOW TO USE

Description of LED

- ※Do not look directly at the LED light.
- ※During the treatment around eyes, do not use the device with eyes open.
- ※The treatment can be performed while the LED light is off too.

Press once All colors of the LEDs 	3 different types of LED lights are installed, red, green, and blue. Recommended for who has several skin troubles.
Press twice Blue LED 415nm(±10nm) 	Lead to healthy skin.
Press three times Green LED 530nm(±10nm) 	Lead to translucent and impressive skin.
Press four times Pink LED 620nm(±10nm) 	Lead to elastic and lustrous skin.
Press five times Flashing LED 	Recommended to use in the final process of the treatment.

HOW TO APPLY BEAUTY ESSENCE AND GEL



When performing a treatment for a full face, divide your face into four areas and apply beauty assence or gel on each treatment area in turn.

PREPARATION BEFORE TREATMENT

- ① Remove accessories such as necklaces or rings and all metal objects that you are wearing.
- ② Remove makeup and wash your face to remove impurities such as oil and dirt from your skin.
- ③ According to the mode being used, apply the beauty essence or gel on the treatment area.


Dedicated beauty essence	Dedicated gel
 PE GOLDEN BEAUTY THE SERUM Mode in use M/U mode	 PE GOLDEN BEAUTY THE MASSAGE GEL Mode in use HEAT mode EMS mode

TREATMENT PROCEDURE

Special treatment once a week

◆ **HEAT mode : 10 minutes + M/U mode : 10 minutes = Total 20 minutes**

- ① Apply the gel on the treatment area when using the device in the HEAT mode.
 - ② Apply the beauty essence on the treatment area when using the device in M/U mode.
- ※ Do not put the device on the same area of your skin for longer than 3 seconds to prevent skin problems.
- ※ Treatment only either HEAT mode or M/U mode can be performed for 10 minutes.

	Move the device from under the chin to the below ear and then down to the shoulder.
	Move the device from under the mouth to the temple. Next, move the device from the nostril to the temple. Finally, move the device from under your eye to the temple.
	Move the device from the eyebrows to the hairline.

- ★ Perform each procedure from ① to ③ in the illustration two or three times.
- ★ Move the device constantly and slowly and do not put the device on same spot for a long time.
- ★ When the beauty essence or gel becomes dry, add more.

TREATMENT PROCEDURE

Daily treatment

◆EMS mode = 10 minutes

① Apply the gel on the treatment area and then perform a treatment.

※ During the treatment, apply the gel more if the treatment area becomes dry.


When the treatment area becomes dry, it may cause irritation on your skin and the reduction of its effect.

※ All nine electrode of the surface should contact the treatment area closely. (Do not make space between the all nine electrode of the surface and the treatment area.)

※ Do not use the device many times a day as it may hurt your skin.

※ During the treatment, if the surface becomes rough, please check the device and clean up with soft cloth or tissues.

※ Do not use the device if you are physically unwell.



★ Perform each procedure from 1 to 5 in the illustration two or three times.

★ Use the device on each treatment point for approximately 3 seconds and then move to the next point.

※ The treatment procedure in the illustration is a reference.

★ When the treatment area becomes dry, apply the gel or beauty essence more.



WARNING

Do not use on the mucosa, the upper eyelids, the eyeballs, and around the ears and the Adam's apple

TREATMENT PROCEDURE

Body treatment


※ Perform a treatment on the clean skin.

※ Apply the gel or beauty essence on the treatment area.

Upper arm

■ Special treatment : each arm 20 minutes

■ Daily treatment : each arm 10 minutes




1 Move the device in small circles around the shoulder joint 2 or 3 times.

2 Move the device straight from around the elbow to the shoulder joint.

Waist

■ Special treatment : 20 minutes

■ Daily treatment : 10 minutes



1 Move the device in small circles around the navel.


2 Move the device in small circles from the side of the waist to the inguinal lymph node.

3 Move the device straight from the top to bottom.

Hip

■ Special treatment : 20 minutes

■ Daily treatment : 10 minutes



1 Move the device in small circles from the groin to the lower back.

2 Move the device in zig-zags around the groin.


3 Move the device straight from the groin to the lower back.

TREATMENT PROCEDURE

Thigh (front and back)

■ Special treatment : each side of thigh 20 minutes

■ Daily treatment : each side of thigh 10 minutes



① Move the device in small circles from above the knee (the back of the knee) to the groin.

② Move the device in small circles from side to side from above the knee (the back of the knee) to the groin.


③ Move the device straight from above the knee (the back of the knee) to the groin.

※ Perform in the same way for the front and the back of the legs.

Calf

■ Special treatment : each calf 20 minutes

■ Daily treatment : each calf 10 minutes



① Move the device in small circles from around the ankle to the back of the knee.

② Move the device in small circles from side to side from above the ankle to the back of the knee.

③ Move the device straight from above the ankle to the back of the knee.

After treatment

① After the treatment, gently massage any remaining serum into the skin.

If there is any residual gel and you are concerned about stickiness,

② After the treatment, wipe away the device with a soft cloth or tissues. After that, pat the device dry with tissues.

PE GOLDEN BEAUTY THE SERUM

Beauty essence for “ Arrivo series ”
facial treatment



A dedicated beauty essence pursuing the affinity between Ultra Pulse mode and MFIP mode. Leads to resilient skin that is lifted.

Approaches to moisture and resilience required for maintaining beautiful and healthy skin. Conditions mature skin. Additionally, richly formulated with the moisturizing ingredients, achieving the texture that has a good affinity with the dedicated beauty equipment, “ Arrivo series ”.

Use in the M/U mode.

PE Golden Beauty the Serum 40mL JPY15,400 (tax included)
120mL JPY39,600 (tax included)

PE GOLDEN BEAUTY THE BODY



Beauty essence dedicated for
“ Arrivo series ” body treatment

Formulated with originally-blended beauty ingredients for toning the skin.

Additionally, you can enjoy a pleasant treatment time with the scent of carefully selected herbal extracts. A massage gel which also focuses on a texture that spreads well and blends into the skin quickly.

Use in the HEAT mode, the M/U mode or the EMS mode.

PE Golden Beauty the Body 200g JPY16,500 (tax included)

PE GOLDEN BEAUTY THE MASSAGE GEL



Massage gel dedicated for “ Arrivo series ”

The moist veil adheres to the skin.
Bring out brightness and transparentness.

Water-soluble massage gel richly formulated with beauty essence ingredients.
Leads to translucent and soft skin with continuous use. An original formula that focuses on moderate texture and excellent spread to easily perform a treatment.

※ After massage, it is recommended to wipe away gel left on the skin.

Use in the HEAT mode or the EMS mode.

PE Golden Beauty the Massage Gell 200g JPY5,500 (tax included)

PE THE DAY



Beauty essence for “ Arrivo series ”

An elegant drop of “ THE DAY ” ...For sophisticated skin every day.

For a wide range of age groups and various skin types. Gently wraps the skin with moist veil to protect it.

Use in the M/U mode.

PE The Day 30mL JPY7,700 (tax included)

Dr.Arrivo ZeusIV

DEDICA BEAUTY ESSENCE

Dear Miss DWS (DEEP WRINKLE SOLUTION)



Intensive beauty essence “DWS” dedicated for pink LED treatment.
Lead to lustrous and elastic skin.

Dear Miss DWS 30mL JPY 16,500(tax included)

Dear Miss SWS (SHINING WHITE SOLUTION)



Intensive beauty essence “SWS” dedicated for green LED treatment.
Lead to translucent nad impressive skin.

Dear Miss SWS 30mL JPY 13,200(tax included)

Dear Miss PCS (PROBLEM CONTROL SOLUTION)



Intensive beauty essence “PCS” dedicated for blue LED treatment.
Lead to healthy skin.

Dear Miss PCS 30mL JPY 13,200(tax included)

PRODUCT SPECIFICATIONS

	Product Name	Dr.Arrivo ZeusIV
	Power Rating	Input AC 100-240V~50/60Hz Output DC 12V • 1.5A
	Power Consumption	Maximum 17W
	Output Frequency	90kHz / 200kHz / 100Hz
	LED Wavelength	Blue415nm 10nm)/Green530nm 10nm /Red620nm 10nm
	Size	Maximum 189mm×55mm×58mm
	Weight	approximately 151g
	Timer	10 minites

Top of the Beauty